

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ КАЛА НА АНАЛИЗ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ


***** **ВАЖНО** *****

ПРОБЫ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ПО ПОЧТЕ В ДЕНЬ СБОРА.


Не используйте бессрочные почтовые марки Forever Stamps; почта USPS вернет вам посылку.

1. Выньте из конверта пузырёк для сбора пробы и бланк лаборатории UCSF.

Поставьте дату сбора пробы кала на пузырьке для проб и на желтом бланке лаборатории UCSF непосредственно перед опорожнением кишечника.



2. Поместите белую бумагу для сбора кала между сиденьем и верхним ободом самого унитаза.




3. Опорожните кишечник на бумагу для сбора проб.

4. Открутите зеленый колпачок и выньте щуп.



5. Проведите щупом для сбора проб по поверхности кала. Полностью покройте калом рифленую часть щупа для сбора проб.



6. Вложите щуп для сбора проб в пузырек и плотно защелкните зеленый колпачок.




ПОВТОРНО НЕ ОТКРЫВАТЬ!

7. Смойте бумагу для сбора проб в унитаз. Бумага для проб биоразлагаемая и не повредит канализационную систему.

8. Выньте из конверта пластиковый пакет и впитывающую салфетку.

9. Заверните пузырек для сбора проб во впитывающую салфетку и поместите их в пластиковый пакет.

10. Поместите в конверт пластиковый пакет с завернутым во впитывающую салфетку пузырьком для проб и желтый бланк лаборатории UCSF.



11. Снимите защитную ленту с клапана конверта. Согните клапан по линии сгиба. Плотно запечатайте.

12. Обязательно укажите на конверте обратный адрес и наклейте **5 почтовых марок первого класса.** (**Не используйте бессрочные почтовые марки Forever Stamps; почта USPS вернет вам посылку.**)

***** **ВАЖНО** *****

ПРОБЫ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ПО ПОЧТЕ В ДЕНЬ СБОРА.

Если у вас есть вопросы, позвоните в офис своего врача.